

Product name - NEOSPLINT NEOPRENE SPLINTS

Cod: STE122 / STE123 / STE124 / STE125 / STE126 / STE127

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with Directive 93/42/EEC



Italiano

Descrizione

Steccobende rigide conformabili in neoprene con parte interna in alluminio. Consentono un'efficace immobilizzazione grazie alla possibilità di essere modellate. Sono dotate di chiusure in velcro per un rapido fissaggio. Le SplintArt sono splint semplici e pratiche, create per immobilizzare gli arti. Il set comprende una gamma completa di steccobende per il trattamento di arti slogati o fratturati, modellabili secondo le necessità e, una volta applicate secondo le esigenze del caso, offrono una straordinaria rigidità. Grazie alla leggerezza e all'adattabilità, il set completo o i singoli pezzi possono essere trasportati ovunque occupando pochissimo spazio. Essendo realizzate in neoprene, contribuiscono inoltre al mantenimento della temperatura corporea.

Dimensioni / Modelli disponibili

STE122: avambraccio

STE123: braccio

STE124: caviglia / gomito

STE125: gamba

STE126: polso

STE127: set completo 5 pezzi con custodia

Materiali

Struttura in neoprene accoppiato con MTP D90 e cotone jersey nero.

Anima rigida in alluminio modellabile a freddo.

Chiusura e regolazione in velcro blu e arancio.

Destinazione d'uso

Arti slogati.

Arti fratturati.

Modalità di applicazione

1. Appoggiare l'arto lesionato sullo SplintArt.
2. Modellare l'anima in metallo come desiderato.
3. Regolare e chiudere attraverso i velcri; il velcro di colore arancio indica la parte superiore.
Per riportare la SplintArt in posizione retta, raddrizzare l'anima in metallo con le mani.

Indicazioni

Situazioni post-traumatiche o post-operatorie degli arti nelle quali sia necessario un valido sostegno e/o protezione dell'apparato scheletrico e dei fasci muscolari. In caso di utilizzo dei dispositivi in presenza di lesioni della cute, proteggere la lesione con adeguata fasciatura; in tali situazioni non utilizzare il dispositivo a contatto diretto con la lesione. Prodotto sanitario da applicare sotto controllo medico. Radiotrasparente. Latex free. Non sterile. Monopaziente.

Controindicazioni / Avvertenze

Disturbi al sistema venoso, arterioso o linfatico. In caso di sospetta patologia in atto, consultare il medico prima dell'uso. Utilizzare per periodi prolungati solo sotto controllo medico.

Conservazione

Conservare in luogo asciutto, lontano dai raggi solari, da fonti di calore e dalla polvere. Il prodotto non ha scadenza, ma la durata prevista per materiali e componenti è di 10 anni.

Lavaggio

Lavare a mano in acqua a 30°C con sapone o detergente neutro.

Sciacquare bene.

Non strizzare.

Lasciare asciugare orizzontalmente.

Non stirare.

Confezionamento

Primario: 1 pezzo in sacchetto in PVC.

Secondario: box da 5 pezzi.

Conformità del prodotto / Norme di riferimento

Direttiva 93/42/CE.

Dispositivo medico di Classe I.

ISO 9001:2008.

Repertorio Dispositivi Medici Ministero della Salute n. 2370831.

Classificazione CND M030505.
