Istruzioni
Verificare l'integrità della confezione prima dell'uso. Aprire il sacchetto, svitare il tappo evitando contaminazioni, raccogliere il campione e richiudere accuratamente. Etichettare con i dati richiesti e consegnare al laboratorio secondo le tempistiche indicate. Smaltire secondo normativa rifiuti sanitari.

English

Description
Sterile 125 ml urine container with screw cap.

Technical specifications
Graduated 125 ml container, gamma-ray sterilised, made of neutral polypropylene with coloured screw cap. Writing area on the container for patient data. Packaging: heat-sealed pouch + cardboard box indicating lot and expiry date. Single-use, latex-free, non-reusable device. For urine collection and clinical analysis only.

Instructions
Check the package integrity before use. Open pouch, unscrew cap avoiding contamination, collect sample and close tightly. Label with required data and deliver to the lab within the specified timeframe. Dispose according to healthcare waste regulations.

Français

Description
Récipient stérile pour urine 125 ml avec bouchon à vis.

Caractéristiques techniques
Récipient gradué 125 ml, stérilisé aux rayons gamma, en polypropylène neutre avec bouchon à vis coloré. Zone d'écriture sur le récipient pour les données d'identification. Conditionnement : sachet thermosoudé + boîte en carton indiquant lot et date de péremption. Dispositif à usage unique, sans latex, non réutilisable. Usage exclusif : collecte d'urine et analyses cliniques.

Instructions
Vérifier l'intégrité de l'emballage avant utilisation. Ouvrir le sachet, dévisser le bouchon en évitant toute contamination, recueillir l'échantillon et refermer hermétiquement. Étiqueter et remettre au laboratoire dans les délais prescrits. Élimination conforme à la réglementation des déchets de soins.

Deutsch

Beschreibung
Steriler 125-ml-Urinbehälter mit Schraubdeckel.