DUAL DROP Eye Wash Station

Cod: CPS209

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italian

Descrizione

Stazione di lavaggio oculare a doppia funzione: un flacone con soluzione salina sterile per l'irrigazione e un flacone con soluzione tampone pH neutro per neutralizzare rapidamente schizzi acidi o basici leggeri. Montaggio a parete, accesso immediato.

Dimensioni

Stazione a parete in ABS (dimensioni N/D) · 1 flacone soluzione salina sterile 500 ml · 1 flacone soluzione tampone pH neutro ~200 ml.

Contenuto del kit

- 1 × flacone soluzione salina sterile 0,9% NaCl da 500 ml
- 1 × flacone soluzione tampone pH neutro ~200 ml
- Stazione a parete in ABS con supporto

• Kit di fissaggio (viti e tasselli)
• Istruzioni multilingue

Istruzioni

1) Aprire il coperchio e scegliere il flacone adatto (salina per risciacquo, pH neutro per acidi/basi).
2) Ruotare l'erogatore e applicare la coppa sull'occhio.
3) Premere e irrigare per 10–15 minuti, mantenendo l'occhio aperto.
4) Rimuovere eventuali lenti a contatto se possibile.
5) Consultare un medico e sostituire i flaconi utilizzati.

English

Description

Dual- function eye wash station: one sterile saline bottle for irrigation and one pH- neutral phosphate buffer for rapid initial neutralization of mild acid/alkali splashes.
Wall- mounted, quick access.

Dimensions

Wall- mount ABS station (size N/A) · 1 × 500 ml sterile saline bottle · 1 × ~200 ml pH- neutral buffer bottle.

Kit contents

• 1 × 500 ml sterile saline 0.9% NaCl bottle
• 1 × ~200 ml pH- neutral phosphate buffer bottle
• Wall- mount ABS station with bracket
• Mounting kit (screws and plugs)
• Multilingual instructions

Instructions

1) Open the cover and select the appropriate bottle (saline for rinsing, pH- neutral for acids/alkalis).
2) Twist the nozzle and place the eye- cup over the eye.
3) Squeeze and irrigate for 10–15 minutes, keeping the eye open.
4) Remove contact lenses if possible.
5) Seek medical advice and replace used bottles.

French

Description

Station de lavage oculaire à double fonction : un flacon de sérum physiologique stérile pour l'irrigation et un flacon de solution tampon au pH neutre pour une neutralisation rapide des éclaboussures acides/basiques légères.
Montage mural, accès immédiat.

Dimensions