Prodotto - SACCHETTO SPECIALE MONOUSO ISOTERMICO per recupero piccoli arti

Cod: SAC008

Regolamenti: I prodotti definiti come dispositivi medici sono conformi al MDR 745/2017 del 05/04/2017



Lingua / Language	Traduzione / Translation
Italiano	

Istruzioni d'uso

Indossare guanti. Aprire il sacchetto e inserire al suo interno il segmento amputato avvolto in garza sterile, mantenendolo asciutto. Raffreddare usando ghiaccio e acqua (circa 1:1) posti all'esterno del sacchetto/nel contenitore senza contatto diretto con il tessuto. Mantenere tra 0–8 °C e NON congelare. Chiudere ermeticamente e trasportare rapidamente verso il presidio sanitario, annotando l'ora del trauma.

Specifiche tecniche

Sacchetto isotermico monouso per la conservazione/trasporto temporaneo di piccoli arti amputati (es. dita). Realizzato in film multistrato alluminizzato con barriera termica e saldature a tenuta di liquidi. Privo di lattice. Non sterile. Progettato per l'uso con ghiaccio/acqua esterni per evitare il contatto diretto del tessuto con il ghiaccio. L'aggiunta di fonti fredde consente un'autonomia di 2 ore.

Dimensioni

Dimensioni: 320 × 230 mm

English

Instructions for use

Wear gloves. Open the bag and place the amputated segment wrapped in sterile gauze inside, keeping it dry. Cool by using ice and water (about 1:1) placed outside the bag/in the container so that the tissue has no direct contact with ice. Maintain between 0–8 °C and DO NOT freeze. Seal the bag securely and transfer to the nearest hospital as soon as possible, recording the time of injury.

Technical specifications

Single- use isothermal bag for temporary storage/transport of small amputated parts (e.g., fingers). Made of multilayer metallized film providing a thermal barrier with liquid- tight seals. Latex- free. Non- sterile. Intended for use with external ice/water to avoid direct contact of tissue with ice. Adding cold sources provides up to 2 hours of autonomy.

Dimensions

Dimensions: 320 × 230 mm

Français

Mode d'emploi

Porter des gants. Ouvrir le sac et placer à l'intérieur le segment amputé entouré de gaze stérile, en le maintenant au sec. Refroidir avec un mélange glace/eau (environ 1:1) placé à l'extérieur du sac/dans le contenant, sans contact direct avec le tissu. Maintenir entre 0–8 °C et NE PAS congeler. Fermer hermétiquement et transférer rapidement vers le service d'urgence, en notant l'heure du traumatisme.