Product name - Digital automatic upper-arm blood pressure monitor

Cod: SFI230

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italiano

Descrizione
Sfigmomanometro digitale da braccio per la misurazione automatica della pressione arteriosa.

Caratteristiche tecniche
Modello: U80EH. Metodo: oscillometrico; sede: braccio. Intervallo: Pressione 0–299 mmHg; Pulsazioni 40–199 bpm. Precisione: Pressione ±3 mmHg; Pulsazioni ±5% del valore. Indicazioni display: 3 cifre mmHg/bpm; simboli memoria/battito/batteria. Memoria: 2×90 misurazioni. Alimentazione: 4×AA 6 V DC o adattatore AC. Spegnimento automatico: 3 min. Dimensioni unità:

132×100×45 mm; peso ~219 g (senza batterie). Vita utile: 10.000 misurazioni. Vita batteria: ~300 misurazioni. Condizioni d'uso: 5–40 °C; 15–93% UR; 86–106 kPa. Stoccaggio: −20–55 °C; 10–93% UR; 86–106 kPa. Accessori: bracciale, manuale.

Istruzioni
Indossare il bracciale 2–3 cm sopra la piega del gomito, tubo sull'arteria. Sedersi, tenere il braccio all'altezza del cuore. Premere START/STOP e restare fermi e in silenzio. Al termine leggere SYS/DIA/PUL; salvate in memoria. Attendere 2–3 min prima di ripetere. Pulire con panno morbido; non immergere; sostituire le batterie quando compare l'icona.

English

Description
Automatic upper-arm digital blood pressure monitor.

Technical specifications
Model: U80EH. Method: oscillometric; site: upper arm. Range: Pressure 0–299 mmHg; Pulse 40–199 bpm. Accuracy: Pressure ±3 mmHg; Pulse ±5% of reading. Display: 3-digit mmHg/bpm; symbols for memory/heartbeat/low battery. Memory: 2×90 readings. Power: 4×AA 6 V DC or AC adapter. Auto power-off: 3 min. Unit size: 132×100×45 mm; weight ~219 g (without batteries). Service life: 10,000 measurements. Battery life: ~300 measurements. Operating conditions: 5–40 °C; 15–93% RH; 86–106 kPa. Storage: −20–55 °C; 10–93% RH; 86–106 kPa. Accessories: cuff, user manual.

Instructions
Place the cuff 2–3 cm above the elbow crease with the tube over the artery. Sit with the arm at heart level. Press START/STOP and remain still and silent. When finished, read SYS/DIA/PUL; readings can be stored in memory. Wait 2–3 min before repeating. Clean with a soft cloth; do not immerse; replace batteries when the icon appears.

Français

Description
Tensiomètre électronique automatique au bras.

Caractéristiques techniques
Modèle : U80EH. Méthode : oscillométrique ; site : bras. Plages : Pression 0–299 mmHg ; Pouls 40–199 bpm. Précision : Pression ±3 mmHg ; Pouls ±5 % de la lecture. Affichage : 3 chiffres mmHg/bpm ; symboles mémoire/battement/batterie faible. Mémoire : 2×90 mesures. Alimentation : 4×AA 6 V CC ou adaptateur CA.