

BANDAGE FIXATION CLIP

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italiano

Descrizione	Ferma benda/clip di fissaggio riutilizzabile: doppi ganci metallici collegati da elastico centrale. Progettata per fissare in modo rapido e sicuro bende elastiche, crepe e bende di fissaggio.
Dimensioni	Dimensioni: 2×2×2. Venduto in confezioni da 4.
Istruzioni d'uso	Applicare la clip sul lembo finale della benda agganciando i dentini alla trama; mantenere una leggera tensione dell'elastico per garantire la presa. Verificare che non vi sia eccessiva compressione e rimuovere con cautela al termine dell'uso.