Product - Multi- purpose rescue shears with sheath

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Lingua / Language	**Traduzione / Translation**
Italiano	
	Istruzioni d'uso
	Verificare l'integrità dello strumento. Impugnare le forbici e tagliare procedendo con cautela, tenendo la punta smussata a contatto con il tessuto per proteggere la cute del paziente. Utilizzare la lama seghettata per miglior presa su tessuti spessi. Pulire e asciugare dopo l'uso.