Product - Stainless steel scissors 14.5 cm (alternate tips)

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Lingua / Language	Traduzione / Translation
Italiano	

Istruzioni d'uso

Verificare l'integrità dello strumento. Utilizzare le forbici per il taglio controllato di garze, bendaggi e piccoli materiali. Le punte alterne (una smussa, una affilata) consentono di sollevare il tessuto con la punta smussa mantenendo precisione di taglio con l'altra. Tagliare lontano dalla cute del paziente. Dopo l'uso, pulire e riprocessare secondo le procedure vigenti.

Specifiche tecniche

Forbici in acciaio inox a punte alterne (smussa/affilata), lame dritte a finitura fine per tagli precisi, impugnature ad anello ergonomiche. Idonee per ambulatorio e primo soccorso.

Dimensioni

Lunghezza: 14,5 cm.